

お客様各位

平成 29 年 5 月吉日

## リキッドハンドリング製品 新発売のご案内 『ラック入り 10mL ピペットチップ』

拝啓

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。この度ラック入り 10mL ピペットチップが新しく発売となりましたのでご案内申し上げます。何卒よろしくお願い申し上げます。詳細は下記をご参照ください。

敬具


### 記

特徴

- ✓ ギャルトリウス製 10mL ピペットに適合するチップ 35 本入りラック
- ✓ チップ、チップラックはオートクレーブ可能(121°C、0.1MPa、20 分間)
- ✓ 未滅菌
- ✓ 別売り 250本入り10mLバルクチップを詰替え可能 (LH-780316, ¥12,500)

型番	製品名	入数	定価
LH-780314	10mL スタンダードチップ (1 ラック 35 本)	35 本	¥3,800

※価格は税別です。



以上

ザルトリウス・ジャパン(株) マーケティング部

東京都品川区北品川 1-8-1 1 Tel : 03-3740-5408