

# Tacta<sup>®</sup> 手動ピペット マルチパック

高機能、高精度ピペットがリーズナブルなキットで登場



Tacta<sup>®</sup> 触ったら手放せない、超快適な使用感！

- 最新のチップエジェクト機能搭載  
(勢いを抑えてチップが外れます。試薬飛散の予防に最適)
- いままでにないスピード感で容量調整可能
- 容量のズレを防止するロック付き
- 大きく見やすい容量表示
- 分解せずにオートクレーブ可能
- 簡単に分解してセルフメンテ可能
- 過吸引予防のフィルターが取付可能  
(20 µL 以上のモデル)
- 分注量の調整窓付き

## マルチパック

- 通常より20%以上もリーズナブル
- リニアスタンド付き
- 高品質適合純正チップ付き

# Tacta® 手動ピペット マルチパック

全てのマルチパックにリニアスタンドがついています。

Multipack 型番	Tacta® Pipettes パック内容 ▶	Optifit Tips スタンダードチップ	Accessories 価格
Tacta® Pipette 3-pack 10 LH-729670	1-channel - 0,5-10 µl - 10-100 µl - 100-1000 µl	Tip Racks - 96 tips - 0,2-10 µl - 0,5-200 µl - 10-1000 µl	Linear Stand Pipette Holder x 3  ¥94,000
Tacta® Pipette 3-pack 20 LH-729671	1-channel - 2-20 µl - 20-200 µl - 100-1000 µl	Tip Racks - 96 tips - 0,5-200 µl - 10-1000 µl	Linear Stand Pipette Holder x 3  ¥94,000
Tacta® Pipette 4-pack 20 LH-729672	1-channel - 0,5-10 µl - 2-20 µl - 20-200 µl - 100-1000 µl	Tip Racks - 96 tips - 0,1-10 µl - 0,5-200 µl - 10-1000 µl	Linear Stand Pipette Holder x 4  ¥130,000
Tacta® Pipette 4-pack 100 LH-729673	1-channel - 0,5-10 µl - 10-100 µl - 20-200 µl - 100-1000 µl	Tip Racks - 96 tips - 0,1-10 µl - 0,5-200 µl - 10-1000 µl	Linear Stand Pipette Holder x 4  ¥130,000
Tacta® Pipette 5-pack 10 LH-729674	1-channel - 0,5-10 µl - 10-100 µl - 20-200 µl - 100-1000 µl - 500-5000 µl	Tip Racks - 96 tips - 0,5-200 µl - 10-1000 µl Tip Rack - 50 tips - 5000 µl	Linear Stand Pipette Holder x 5  ¥160,000
Tacta® Pipette 5-pack 20 LH-729675	1-channel - 2-20 µl - 10-100 µl - 20-200 µl - 100-1000 µl - 500-5000 µl	Tip Racks - 96 tips - 0,5-200 µl - 10-1000 µl Tip Rack - 50 tips - 5000 µl	Linear Stand Pipette Holder x 5  ¥160,000
Tacta® Pipette 3+1-pack LH-729676	1-channel - 0,5-10 µl - 20-200 µl - 100-1000 µl 8-channel - 30-300 µl	Tip Racks - 96 tips - 0,1-10 µl - 0,5-200 µl - 5-350 µl - 10-1000 µl	Linear Stand Pipette Holder x 4  ¥180,000
Tacta® Pipette 3-pack max LH-729677	1-channel - 100-1000 µl - 500-5000 µl - 1-10 ml	Tip Racks - 96 tips - 10-1000 µl Bulk in a Bag - 0,1-5 ml - 100 tips - 1-10 ml - 250 tips	Linear Stand Pipette Holder x 3  ¥94,000



■お求めは、技術とサービスを誇る当社へ

## ザルトリウス・ジャパン株式会社

科学機器事業部 <http://www.sartorius.co.jp>

本 社 / 〒140-0001 東京都品川区北品川1-8-11

Tel. (03) 3740-5408 Fax. (03) 3740-5406

大 阪 / Tel. (06) 6396-6682 Fax. (06) 6396-6686

名古屋 / Tel. (052) 932-5460 Fax. (052) 932-5461

技術サービスセンター / Tel. (03) 5796-0401 Fax. (03) 3474-8043

LHサービスセンター / 〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町1-2-34

Tel. (03) 5228-0323 Fax. (03) 5228-0324

・希望小売価格は単なる参考価格であり、弊社販売代理店が自主的に設定される販売価格を何ら拘束するものではありません。

・表示価格に消費税は含まれていません。

・お問い合わせに際してお客さまよりいただいた情報は、お客さまへの回答、弊社サービスの向上、弊社からのご連絡のために利用させていただく場合があります。

・本内容を、弊社の承諾なしに複写・複製することは禁じられています。