

# 細胞培養／品質管理 特別セレクション チャレンジ価格キャンペーン

期間：2018年10月9日～12月28日受注分まで



# より速く、便利に、正確に

ザルトリウスの製品・サービスは、お客様のアプリケーションに特化したニーズに合うよう調整することができます。細胞培養または品質管理の各セクションをご覧ください、日常の業務に役立つものを見つけてください。

## 細胞培養

培地の調整	細胞培養	培養液のろ過	サンプリング
<p>超純水製造システム ⇒ P.4</p> 	<p>細胞培養スケールアップ ⇒ P.11</p> 	<p>培養液清澄ろ過 ⇒ P.10</p> 	<p>電動・手動ピペット ⇒ P.8</p> 
<p>電動・手動ピペット ⇒ P.8</p> 	<p>電動ピペットコントローラー ⇒ P.9</p> 		<p><b>コンタミネーション</b></p> <p>マイコプラズマ検出 ⇒ P.7</p> 
<p>ひょう量 ⇒ P.12</p> 			

## 品質管理

超純水製造システム  
⇒ P.4



生菌数試験スターターセット  
⇒ P.6

- 加圧吸引両用ポンプ
- フィルターベース
- フィルター
- マニフォルド
- 廃液剤シリコンチューブ



電動・手動ピペット  
⇒ P.8



ひょう量  
⇒ P.12



## ザルトリウス特別セレクション

### ■ 超純水・純水製造システム

## アリウム

細胞培養、品質管理に超純水・純水は欠かせません。だからこそ、設置スペースや機能など本当にご自身に合ったシステムを選んで頂きたいと弊社は考えております。

お使いの容量やニーズに合わせたさまざまなモデルを、お買い求めやすい価格でご用意しました。

→ P.4



アリウム mini シリーズ **特別価格** **¥219,000~** **40% OFF**

アリウム comfort II **特別価格** **¥1,179,000~** **50% OFF**

### ■ マイコプラズマ 迅速検出キット

## Microsart® AMP マイコプラズマ

従来の方法ではマイコプラズマの検出に28日間かかり、患者様へ投与する製剤の安全性は十分とは言えませんでした。それが4時間以内に検出できるのが弊社のマイコプラズマ検出キットです。

患者様の治療を開始する前に結果が取得できます。ほぼすべてのサーマルサイクラーにご利用いただけますので、ぜひこの機会にお試しください。

→ P.7



**特別価格** **¥147,000~** **30% OFF**

キャンペーン期間：2018年10月9日～2018年12月28日まで

■ 大量使用向け 超純水 (A4)・純水 (A3) 製造一体型システム

## アリウム comfort II

### 選ばれる理由

- 比抵抗値18.2 MΩ・cmの超純水を供給
- UVランプ搭載で、TOC値2 ppb以下を実現

### こんな方におすすめ

- 大量の超純水・純水を使用する方 (～10 L/日)
- バリデーションサポートを必要とする方

アリウム comfort II 本体をお買い上げの方には  
リークセンサー 610AWG1を  
プレゼント!



	製品コード	最大採水量	通常価格*1	キャンペーン価格
スタンダード	H2O-II-1-T	A4 2 L/min、A3 5 L/h	¥2,358,000	<b>¥1,179,000</b>
	H2O-II-2-T	A4 2 L/min、A3 10 L/h		
UVランプ付	H2O-II-1-UV-T	A4 2 L/min、A3 5 L/h	¥2,598,000	<b>¥1,299,000</b>
	H2O-II-2-UV-T	A4 2 L/min、A3 10 L/h	¥2,838,000	<b>¥1,419,000</b>
UVランプ・TOCモーター付	H2O-II-1-TOC-T	A4 2 L/min、A3 5 L/h		
	H2O-II-2-TOC-T	A4 2 L/min、A3 10 L/h	¥3,085,000	<b>¥1,542,500</b>

※ 上記価格には、初期稼働に必要な消耗品が含まれます。

※ 上記価格の他に、別途設置料¥100,000がかかります。

\*1 推奨システム一式価格/一式内訳：本体、消耗品、50 Lタンク、純水用ディスペンサー、リークセンサー (設置架台やドレインパンは含んでおりません)。

特別価格 **¥1,179,000～** **50% OFF**

キャンペーン期間：2018年10月9日～2018年12月28日まで

## ■ 少量利用向け 超純水 (A4)・純水 (A2) 製造システム

# アリウム mini シリーズ

### 選ばれる理由

- タッチスクリーン式ディスプレイ
- 最大採水量 超純水～1.0 L/min
- スピーディーな純水タンクの再充填  
純水精製量 8 L/h ※アリウム mini plus のみ
- 必要量を指定して採水できる、定量採水機能
- 幅わずか28 cmの省スペース

### こんな方におすすめ

- 少量の超純水を使用する方 (～10 L/日)
- もっと簡単に設定完了したい方



製品名	供給水	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
アリウム mini	既設の高純水使用	H2O-MM-T	¥365,000	<b>¥219,000</b>
アリウム mini UV		H2O-MM-UV-T	¥369,000	<b>¥221,400</b>
アリウム mini plus	水道水直結	H2O-MA-T	¥547,000	<b>¥328,200</b>
アリウム mini plus UV		H2O-MA-UV-T	¥598,000	<b>¥358,800</b>

※ 上記価格には、初期稼動に必要な消耗品が含まれます。

※ 上記価格の他に、別途設置料¥60,000がかかります。

特別価格 **¥219,000～** **40% OFF**

キャンペーン期間：2018年10月9日～2018年12月28日まで

品質管理特別セレクション

# 生菌数試験スターターセット

高い信頼性とコスト削減が同時に要求される食品・医薬品の生菌数試験に最適な、導入後すぐに使用可能なスターターセットをご用意いたしました。

製品名	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
マイクロザルト e.jet ポンプ	166MP-4	¥178,000	
47 mm フィルターベース	1ZU--0002	¥34,000 x 2	<b>¥304,500</b>
コンビジェット・マニフォールド	16848-CJ	¥160,000	
廃液側シリコンチューブ	—	—	—
マイクロザルト @ フィルター*	—	—	<b>¥4,650~</b>

★ 16D01-25-H6-TF、白地・黒格子、250 mL、0.45 μm/ハイフロー、8pcs×2トレイ、¥6,200  
 ※ その他のサイズ・配色の製品についてはお問い合わせください。

シリコンチューブ一覧

製品名	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
廃液側シリコンチューブ (1 m、肉厚2 mm)	1ZAS--0007	¥1,800	<b>¥1,350</b>
廃液側シリコンチューブ (2 m、肉厚2 mm)	1ZAS--0019	¥3,600	<b>¥2,700</b>
廃液側シリコンチューブ (10 m、肉厚2 mm)	1ZAS--0020	¥18,000	<b>¥13,500</b>
吸引側シリコンチューブ (20 cm、肉厚4 mm)	1ZA--0006	¥4,400	<b>¥3,300</b>
吸引側シリコンチューブ (1 m、肉厚4 mm)	1ZAS--0016	¥5,500	<b>¥4,125</b>



特別価格 **¥310,500~** **25% OFF**

微生物品質管理 加圧吸引両用ポンプ

# マイクロザルト e.jet ポンプ

選ばれる理由

- 小型軽量 (1.4 kg)
- トラップフラスコ不要
- 電源スイッチを入れてすぐに使用可能

仕様

寸法 (W x D x H)	120 x 170 x 190 mm
重量	1,425 g
最大流量	4.0 L/min
最大吸引圧	0.04 MPa
最大加圧	0.1 MPa
動作環境温度	5~40℃
試料 適応液温	5~80℃
適応粘度	<150 cSt



こんな方におすすめ

- 生菌数試験に使用したい方
- 水流アスピレーターをご使用中の方 (代替として)

製品名	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
マイクロザルト e.jet ポンプ	166MP-4	¥178,000	<b>¥133,500</b>
廃液側シリコンチューブ (1 m、肉厚2 mm)	1ZAS--0007	¥1,800	<b>¥1,350</b>
廃液側シリコンチューブ (2 m、肉厚2 mm)	1ZAS--0019	¥3,600	<b>¥2,700</b>
廃液側シリコンチューブ (10 m、肉厚2 mm)	1ZAS--0020	¥18,000	<b>¥13,500</b>
吸引側シリコンチューブ (20 cm、肉厚4 mm)	1ZA--0006	¥4,400	<b>¥3,300</b>
吸引側シリコンチューブ (1 m、肉厚4 mm)	1ZAS--0016	¥5,500	<b>¥4,125</b>

キャンペーン期間：2018年10月9日～2018年12月28日まで

## ■ マイコプラズマ 迅速検出キット

# Microsart<sup>®</sup> AMP マイコプラズマ

### 選ばれる理由

- 4時間以内にマイコプラズマ検出完了
- 偽陰性・偽陽性のリスク低減 (TaqManプロローブの採用、検出感度10 CFU/mL以下)
- 非常に簡便な操作
- 凍結乾燥済みの非感染性スタンダード
- 手法や規制に精通した専門家によるサポート

### こんな方におすすめ

- マイコプラズマ検出にかかる時間を短縮したい方
- 従来の方法の感度や正確性に疑問を感じる方
- 感染リスクを懸念している方
- 操作手順が煩雑で面倒に感じる方
- 使い方などすぐに質問・相談できるサポート体制が整っていないことを不満に感じる方



製品名	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
Microsart <sup>®</sup> AMP マイコプラズマ (25回用)	SMB95-1001	¥210,000	<b>¥147,000</b>
Microsart <sup>®</sup> ATMP マイコプラズマ (100回用)	SMB95-1002	¥798,000	<b>¥558,600</b>

※ DNA抽出キットやその他のオプションについてはお問い合わせください。

特別価格 **¥147,000~** **30% OFF**

キャンペーン期間：2018年10月9日～2018年12月28日まで

## ■ 電動ピペット Picus®

### 選ばれる理由

- 電動ブレーキ搭載で液切れがよく、高い再現性
- 人による誤差を少なくし安定した精度を実現
- 手に負担のないフィット感・操作感で大量処理もストレスフリー

### こんな方におすすめ

- 大量のサンプリングを行う方
- 腱鞘炎にお悩みの方
- マイクロプレートをお使いの方



チャンネル数	製品コード	容量範囲	通常価格	キャンペーン価格	出荷時校正価格*1 ISO/IEC17025、 GLP、GMP準拠
1	735021	0.2-10 µL	¥83,000	¥66,400	¥11,000
	735041	5-120 µL			
	735061	10-300 µL			
	735081	50-1,000 µL			
	735101	100-5,000 µL			
	735111	500-10,000 µL			
8	735321	0.2-10 µL	¥170,000	¥136,000	¥28,000
	735341	5-120 µL			
	735361	10-300 µL			
	735391	50-1,200 µL			
	735421	0.2-10 µL			
12	735441	5-120 µL	¥190,000	¥152,000	¥38,000
	735461	10-300 µL			
	735491	50-1,200 µL			
	730981	1台掛け用充電スタンド			
	730991	回転4台掛け充電スタンド	¥49,000	¥24,500*	—

※ ピペット本体をご購入時に限り充電スタンドを半額で提供いたします。

\*1 出荷時校正をご希望の場合、別途必要な金額です。専用申込書でのお申込みが必要です。お問い合わせください。

特別価格 **¥66,400~** **20% OFF**

## ■ 手動ピペット Tacta

### 選ばれる理由

- 人間工学に基づいたデザイン
- 信頼できる精度の高さ
- 優れた汚染対策設計
- 独自のチップエジェクト機能

### こんな方におすすめ

- 無菌操作を行う方
- 長時間作業をする方
- 手にフィットするピペットをお探しの方



チャンネル数	製品コード	容量範囲	通常価格	キャンペーン価格	出荷時校正価格*1 ISO/IEC17025、 GLP、GMP準拠
1	LH-729010	0.1-3 µL	¥38,500	¥30,800	¥9,000
	LH-729020	0.5-10 µL			
	LH-729030	2-20 µL			
	LH-729050	10-100 µL			
	LH-729060	20-200 µL			
	LH-729070	100-1,000 µL			
	LH-729080	500-5,000 µL			
	LH-729090	1,000-10,000 µL			
8	LH-729120	0.5-10 µL	¥108,000	¥86,400	¥25,000
	LH-729130	5-100 µL			
	LH-729140	30-300 µL			
	LH-729220	0.5-10 µL			
12	LH-729230	5-100 µL	¥127,000	¥101,600	¥35,000
	LH-729240	30-300 µL			
	LH-725630	回転式6台掛けスタンド	¥21,000	¥10,500*	—
	725620	リニアスタンド	¥13,600	¥6,800*	—

※ ピペット本体をご購入時に限り充電スタンドを半額で提供いたします。

\*1 出荷時校正をご希望の場合、別途必要な金額です。専用申込書でのお申込みが必要です。お問い合わせください。

特別価格 **¥30,800~** **20% OFF**

キャンペーン期間：2018年10月9日～2018年12月28日まで



## ■ ピペットコントローラー

# Midi Plus™

### 選ばれる理由

- 軽量でコンパクト
- 折りたたみ式自立スタンド付き
- 1～100 mLのメスピペットに適合
- 粘性のある試料や小容量のピペットを使用する際に適切なスピード制御が可能

### こんな方におすすめ

- クリーンベンチ内での操作を便利に行いたい方
- 操作が軽量なものをお探しの方に



※ アダプターオプション



※ メスピペットは付属しておりません。

製品名	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
Midi Plus™ ピペッティングコントローラー ACアダプター付き	710931	¥38,800	<b>¥31,040</b>
交換用フィルター 0.45 μm 未滅菌 5個入り	LH-7129120	¥5,500	—
交換用フィルター 0.2 μm 滅菌済 5個入り	LH-7129130	¥8,500	—
5 mLチップ用アダプターセット (ノーズコーン&シリコンアダプター)	LH-711017	¥6,000	—
10 mLチップ用アダプターセット (ノーズコーン&シリコンアダプター)	LH-711018	¥6,000	—
5 mLチップ パルク 100本入り	780300	¥2,600	—
10 mLチップ パルク 100本入り (Midi Plus専用)	780310	¥8,000	—

特別価格 **¥31,040** **20% OFF**

キャンペーン期間：2018年10月9日～2018年12月28日まで

細胞培養液清澄ろ過ユニット

# ザルトクリアシリーズ

## 選ばれる理由

- 珪藻土 (DE) による目詰まり軽減
- 細胞培養液の遠心前処理不要
- 15 mL~1000 mLまでの細胞培養液に対応

## こんな方におすすめ

- 培養上清を短時間で清澄化したい方
- 遠心機なしで培養上清を清澄化したい方



製品名	製品コード	容量	DE (g)	set	通常価格	キャンペーン価格
ザルトクリアDYラボP	SDLP--0015----C	15 mL	0.5	6	¥17,000	<b>¥11,900</b>
	SDLV-0150-02C--E	150 mL	2	12	¥26,000	<b>¥18,200</b>
	SDLV-0150-05C--2		5	24	¥58,000	<b>¥40,600</b>
	SDLV-0250-05C--2	250 mL	5	24	¥60,000	<b>¥42,000</b>
SDLV-0250-10C--2	10		24	¥66,000	<b>¥46,200</b>	
ザルトクリアDYラボV	SDLV-0500-05C--2	500 mL	5	24	¥76,000	<b>¥53,200</b>
	SDLV-0500-10C--2		10	24	¥88,000	<b>¥61,600</b>
	SDLV-0500-20C--E	1000 mL	20	12	¥46,000	<b>¥32,200</b>
	SDLV-1000-10C--2		10	24	¥112,000	<b>¥78,400</b>
	SDLV-1000-20C--E		20	12	¥62,000	<b>¥43,400</b>
	SDLV-1000-40C--E		40	12	¥68,000	<b>¥47,600</b>

特別価格 **¥11,900~** **30% OFF**

キャンペーン期間：2018年10月9日~2018年12月28日まで

## ■ 細胞培養スケールアップ

# MyCap CCX

### 選ばれる理由

- クリーンベンチ、安全キャビネット不要のスケールアップ
- フラスコを開ける必要がなくコンタミネーションを回避
- バックアップの削減による低コスト化

### こんな方におすすめ

- スケールアップのために徐々に大きなフラスコに移し変えるのが面倒な方
- 作業中のコンタミネーションが気になる方



製品名	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
MYCAP® CCX 500 mL Flask	MCX050002040204A	¥58,000	<b>¥40,600</b>
MYCAP® CCX 1000 mL Flask	MCX100002040204A	¥62,000	<b>¥43,400</b>
MYCAP® CCX 2000 mL Flask	MCX200002040204A	¥72,000	<b>¥50,400</b>
MYCAP® CCX 3000 mL Flask	MCX300002040204A	¥110,000	<b>¥77,000</b>
MYCAP® CCX 500 mL Flask	MCX050002040204W	¥42,000	<b>¥29,400</b>
MYCAP® CCX 1000 mL Flask	MCX100002040204W	¥46,000	<b>¥32,200</b>
MYCAP® CCX 2000 mL Flask	MCX200002040204W	¥61,000	<b>¥42,700</b>
MYCAP® CCX 3000 mL Flask	MCX300002040204W	¥96,000	<b>¥67,200</b>

※ その他のアクセサリについてはお問合せください。

特別価格 **¥29,400~** **30% OFF**

キャンペーン期間：2018年10月9日～2018年12月28日まで

■ プレミアム天びん


## Cubisシリーズ

### 選ばれる理由

- 世界最高峰の分解能
- 多様なニーズに対応するために開発された豊富なラインナップと柔軟な機能
- 専門家による技術サポート

### こんな方におすすめ

- 最新製薬コンプライアンスを求める方
- 手間なく静電気対策したい方
- ひょう量結果（精度）を重視する方



特別価格 **¥261,600~** **20% OFF**

製品コード末尾に●がついた製品をお買い上げの方には  
U字型イオナイザーキット [YIB02-115V] を

製品コード末尾に★がついた製品をお買い上げの方には  
ザルトリウス プリンタ [YDP20-OCE] を

**もれなくプレゼント!**

キャンペーン期間：2018年10月9日～2018年12月28日まで

新製品

キュービス・高分解能マイクロ天びん




製品コード	MSA66S-000-DH ●	MSA66P-000-DH ●	MSA36S-000-DH ●	MSA36P-000-DH ●	MSA116P-000-DH
通常価格	¥3,188,000	¥2,885,000	¥2,592,000	¥2,285,000	¥1,800,000
キャンペーン価格	<b>¥2,550,400</b>	<b>¥2,308,000</b>	<b>¥2,073,600</b>	<b>¥1,828,000</b>	<b>¥1,440,000</b>
読取限度 (μg)	1	1/10	1	1/10	2/10
ひょう量 (g)	61	12/61	31	6/31	12/111
繰返し性 (50 g/2 g) [μg]	4/1.5	10/2	-	-	-
繰返し性 (20 g/1 g) [μg]	-	-	2/1.5	8/1.5	-
繰返し性 (100 g/5 g) [μg]	-	-	-	-	10/4
ひょう量皿サイズ (φ) [mm]	50	50	30	30	50
ひょう量室有効高さ [mm]	181	181	181	181	240

キュービス・レディーメイドタイプ



	自動風防	フィルタ用風防	自動風防	自動風防 イオナイザ付	自動風防 イオナイザ付	自動風防 イオナイザ付	自動風防 イオナイザ付	自動風防 イオナイザ付
製品コード	MSA2.7S OTRDM01 ★	MSA2.7S OTRDF ★	MSA6.6S OTRDM01 ★	MSA225S 100DI ★	MSA225P 100DI ★	MSA524S 100DI	MSA324S 100DI	MSA224S 100DI
通常価格	¥2,645,000	¥2,738,000	¥2,259,000	¥1,358,000	¥1,160,000	¥1,175,000	¥1,032,000	¥948,000
キャンペーン価格	<b>¥2,116,000</b>	<b>¥2,190,400</b>	<b>¥1,807,200</b>	<b>¥1,086,400</b>	<b>¥928,000</b>	<b>¥940,000</b>	<b>¥825,600</b>	<b>¥758,400</b>
読取限度 (mg)	0.0001	0.0001	0.001	0.01	0.01/0.02/0.05	0.1	0.1	0.1
ひょう量 (g)	2.1	2.1	6.1	220	60/120/220	520	320	220

(スロット付ひょう量皿) (スロット付ひょう量皿)



	分析用手動風防	分析用手動風防	分析用手動風防	手動風防	手動風防	手動風防	手動風防
製品コード	MSA225S 100DU ★	MSA224S 100DU	MSA124S 100DU	MSA3203S 100DE	MSA2203S OTRDE01	MSA1203S 100DE	MSA623S 100DE
通常価格	¥1,003,000	¥593,000	¥576,000	¥779,000	¥676,000	¥674,000	¥583,000
キャンペーン価格	<b>¥802,400</b>	<b>¥474,400</b>	<b>¥460,800</b>	<b>¥623,200</b>	<b>¥540,800</b>	<b>¥539,200</b>	<b>¥466,400</b>
読取限度 (mg)	0.01	0.1	0.1	1	1	1	1
ひょう量 (g)	220	220	120	3,200	2,200	1,200	620

(スロット付ひょう量皿)



	風防無	風防無	風防無	風防無	風防無	台はかり
製品コード	MSA8202S 000D0	MSA6202S 100D0	MSA4202S 100D0	MSA2202S 100D0	MSA12201S OTRD001	MSA36201S OTRD001
通常価格	¥637,000	¥568,000	¥529,000	¥502,000	¥490,000	¥842,000
キャンペーン価格	<b>¥509,600</b>	<b>¥454,400</b>	<b>¥423,200</b>	<b>¥401,600</b>	<b>¥392,000</b>	<b>¥673,600</b>
読取限度 (g)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.1	0.1
ひょう量 (g)	8,200	6,200	4,200	2,200	12,200	36,200

キャンペーン期間：2018年10月9日～2018年12月28日まで

## キュービス・モジュラータイプ ミクロ天びん



製品コード	MSA2.7S-000-DM ★	MSA6.6S-000-DM ★	MSA3.6P-000-DM ★	MSA2.7S-000-DF ★	MSA6.6S-000-DF ★
通常価格	¥2,645,000	¥2,259,000	¥1,866,000	¥2,738,000	¥2,352,000
キャンペーン価格	<b>¥2,116,000</b>	<b>¥1,807,200</b>	<b>¥1,492,800</b>	<b>¥2,190,400</b>	<b>¥1,881,600</b>
製品コード	MSU2.7S-000-DM ★	MSU6.6S-000-DM ★	MSU3.6P-000-DM ★	MSU2.7S-000-DF ★	MSU6.6S-000-DF ★
通常価格	¥2,620,000	¥2,234,000	¥1,841,000	¥2,713,000	¥2,327,000
キャンペーン価格	<b>¥2,096,000</b>	<b>¥1,787,200</b>	<b>¥1,472,800</b>	<b>¥2,170,400</b>	<b>¥1,861,600</b>
製品コード	MSE2.7S-000-DM ★	MSE6.6S-000-DM ★	MSE3.6P-000-DM ★	MSE2.7S-000-DF ★	MSE6.6S-000-DF ★
通常価格	¥2,535,000	¥2,149,000	¥1,756,000	¥2,628,000	¥2,242,000
キャンペーン価格	<b>¥2,028,000</b>	<b>¥1,719,200</b>	<b>¥1,404,800</b>	<b>¥2,102,400</b>	<b>¥1,793,600</b>
出荷時 JCSS 校正証明書	¥72,000	¥62,000	¥62,000	¥72,000	¥62,000
読取限度 (µg)	0.1	1	1/2/5	0.1	1
ひょう量 (g)	2.1	6.1	1.1/2.1/3.1	2.1	6.1

## キュービス・モジュラータイプ

### 分析シリーズ

読取限度：0.01 mg～0.1 mg

風防有効高さ：260 mm  
ひょう量皿：85 x 85 mm




MSAシリーズ：タッチスクリーン・カラーディスプレイ  
MSUシリーズ：クリックキー・モノクロディスプレイ  
MSEシリーズ：キー・液晶表示  
分析天びん用風防ケースアップグレード  
自動風防ケース DA ¥200,000  
イオナイザ付自動風防ケース DI ¥355,000  
自動レベリング ¥52,000

製品コード	MSA225S -000-DU ★	MSA225P -000-DU ★	MSA125P -000-DU ★	MSA524S -000-DU	MSA324S -000-DU	MSA224S -000-DU	MSA124S -000-DU	MSA524P -000-DU	MSA324P -000-DU
通常価格	¥951,000	¥753,000	¥632,000	¥768,000	¥625,000	¥541,000	¥524,000	¥705,000	¥545,000
キャンペーン価格	<b>¥760,800</b>	<b>¥602,400</b>	<b>¥505,600</b>	<b>¥614,400</b>	<b>¥500,000</b>	<b>¥432,800</b>	<b>¥419,200</b>	<b>¥564,000</b>	<b>¥436,000</b>
製品コード	MSU225S -000-DU ★	MSU225P -000-DU ★	MSU125P -000-DU ★	MSU524S -000-DU	MSU324S -000-DU	MSU224S -000-DU	MSU124S -000-DU	MSU524P -000-DU	MSU324P -000-DU
通常価格	¥926,000	¥728,000	¥607,000	¥743,000	¥600,000	¥516,000	¥499,000	¥680,000	¥520,000
キャンペーン価格	<b>¥740,800</b>	<b>¥582,400</b>	<b>¥485,600</b>	<b>¥594,400</b>	<b>¥480,000</b>	<b>¥412,800</b>	<b>¥399,200</b>	<b>¥544,000</b>	<b>¥416,000</b>
製品コード	MSE225S -000-DU ★	MSE225P -000-DU ★	MSE125P -000-DU ★	MSE524S -000-DU	MSE324S -000-DU	MSE224S -000-DU	MSE124S -000-DU	MSE524P -000-DU	MSE324P -000-DU
通常価格	¥841,000	¥643,000	¥522,000	¥658,000	¥515,000	¥431,000	¥414,000	¥595,000	¥435,000
キャンペーン価格	<b>¥672,800</b>	<b>¥514,400</b>	<b>¥417,600</b>	<b>¥526,400</b>	<b>¥412,000</b>	<b>¥344,800</b>	<b>¥331,200</b>	<b>¥476,000</b>	<b>¥348,000</b>
出荷時 JCSS 校正証明書	¥47,000	¥47,000	¥47,000	¥42,000	¥42,000	¥42,000	¥42,000	¥42,000	¥42,000
読取限度 (mg)	0.01	0.01/0.02/0.05	0.01/0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1/0.2/0.5	0.1/0.2/0.5
ひょう量 (g)	220	60/120/220	60/120	520	320	220	120	120/240/520	80/160/320

### 風防付角皿

読取限度：1 mg

風防有効高さ：172 mm  
ひょう量皿：140 x 140 mm



MSAシリーズ：タッチスクリーン・カラーディスプレイ  
MSUシリーズ：クリックキー・モノクロディスプレイ  
MSEシリーズ：キー・液晶表示  
分析天びん用風防ケースアップグレード  
自動風防ケース DA ¥226,000  
イオナイザ付自動風防ケース DI ¥376,000  
手動風防ケース DU ¥44,000  
自動レベリング ¥52,000

製品コード	MSA5203S -000-DE	MSA3203S -000-DE	MSA2203S -000-DE	MSA1203S -000-DE	MSA623S -000-DE	MSA323S -000-DE	MSA5203P -000-DE	MSA2203P -000-DE	MSA623P -000-DE
通常価格	¥915,000	¥727,000	¥676,000	¥622,000	¥531,000	¥477,000	¥700,000	¥584,000	¥463,000
キャンペーン価格	<b>¥732,000</b>	<b>¥581,600</b>	<b>¥540,800</b>	<b>¥497,600</b>	<b>¥424,800</b>	<b>¥381,600</b>	<b>¥560,000</b>	<b>¥467,200</b>	<b>¥370,400</b>
製品コード	MSU5203S -000-DE	MSU3203S -000-DE	MSU2203S -000-DE	MSU1203S -000-DE	MSU623S -000-DE	MSU323S -000-DE	MSU5203P -000-DE	MSU2203P -000-DE	MSU623P -000-DE
通常価格	¥890,000	¥702,000	¥651,000	¥597,000	¥506,000	¥452,000	¥675,000	¥559,000	¥438,000
キャンペーン価格	<b>¥712,000</b>	<b>¥561,600</b>	<b>¥520,800</b>	<b>¥477,600</b>	<b>¥404,800</b>	<b>¥361,600</b>	<b>¥540,000</b>	<b>¥447,200</b>	<b>¥350,400</b>
製品コード	MSE5203 S-000-DE	MSE3203S -000-DE	MSE2203S -000-DE	MSE1203S -000-DE	MSE623S -000-DE	MSE323S -000-DE	MSE5203P -000-DE	MSE2203P -000-DE	MSE623 P-000-DE
通常価格	¥805,000	¥617,000	¥566,000	¥512,000	¥421,000	¥367,000	¥590,000	¥474,000	¥353,000
キャンペーン価格	<b>¥644,000</b>	<b>¥493,600</b>	<b>¥452,800</b>	<b>¥409,600</b>	<b>¥336,800</b>	<b>¥293,600</b>	<b>¥472,000</b>	<b>¥379,200</b>	<b>¥282,400</b>
出荷時 JCSS 校正証明書	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000
読取限度 (mg)	1	1	1	1	1	1	1/2/5	1/10	1/2/5
ひょう量 (g)	5,200	3,200	2,200	1,200	620	320	1,200/2,400/5,200	1,010/2,200	150/300/620

キャンペーン期間：2018年10月9日～2018年12月28日まで

キュービス・モジュラータイプ

上皿シリーズ

読取限度：0.01 g～0.1 g

ひょう量皿：206 x 206 mm



自動レベリング ¥52,000  
(ひょう量8 kg以上のタイプには自動レベリングのアップグレードはありません。)

製品コード	MSA14202S -000-DO	MSA10202S -000-DO	MSA8202S -000-DO	MSA6202S -000-DO	MSA5202S -000-DE	MSA4202S -000-DO	MSA2202S -000-DO
通常価格	¥772,000	¥665,000	¥637,000	¥516,000	¥539,000	¥477,000	¥450,000
キャンペーン価格	<b>¥617,600</b>	<b>¥532,000</b>	<b>¥509,600</b>	<b>¥412,800</b>	<b>¥431,200</b>	<b>¥381,600</b>	<b>¥360,000</b>
製品コード	MSU14202S -000-DO	MSU10202S -000-DO	MSU8202S -000-DO	MSU6202S -000-DO	MSU5202S -000-DE	MSU4202S -000-DO	MSU2202S -000-DO
通常価格	¥747,000	¥640,000	¥612,000	¥491,000	¥514,000	¥452,000	¥425,000
キャンペーン価格	<b>¥597,600</b>	<b>¥512,000</b>	<b>¥489,600</b>	<b>¥392,800</b>	<b>¥411,200</b>	<b>¥361,600</b>	<b>¥340,000</b>
製品コード	MSE14202S -000-DO	MSE10202S -000-DO	MSE8202S -000-DO	MSE6202S -000-DO	MSE5202S -000-DE	MSE4202S -000-DO	MSE2202S -000-DO
通常価格	¥662,000	¥555,000	¥527,000	¥406,000	¥429,000	¥367,000	¥340,000
キャンペーン価格	<b>¥529,600</b>	<b>¥444,000</b>	<b>¥421,600</b>	<b>¥324,800</b>	<b>¥343,200</b>	<b>¥293,600</b>	<b>¥272,000</b>
出荷時 JCSS 校正証明書	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000
読取限度 (g)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ひょう量 (g)	14,200	10,200	8,200	6,200	5,200	4,200	2,200

製品コード	MSA1202S -000-DO	MSA14202P -000-DO	MSA6202P -000-DO	MSA12201S -000-DO	MSA8201S -000-DO	MSA5201S -000-DO
通常価格	¥409,000	¥676,000	¥450,000	¥490,000	¥485,000	¥453,000
キャンペーン価格	<b>¥327,200</b>	<b>¥540,800</b>	<b>¥360,000</b>	<b>¥392,000</b>	<b>¥388,000</b>	<b>¥362,400</b>
製品コード	MSU1202S -000-DO	MSU14202P -000-DO	MSU6202P -000-DO	MSU12201S -000-DO	MSU8201S -000-DO	MSU5201S -000-DO
通常価格	¥384,000	¥651,000	¥425,000	¥465,000	¥460,000	¥428,000
キャンペーン価格	<b>¥307,200</b>	<b>¥520,800</b>	<b>¥340,000</b>	<b>¥372,000</b>	<b>¥368,000</b>	<b>¥342,400</b>
製品コード	MSE1202S -000-DO	MSE14202P -000-DO	MSE6202P -000-DO	MSE12201S -000-DO	MSE8201S -000-DO	MSE5201S -000-DO
通常価格	¥299,000	¥566,000	¥340,000	¥380,000	¥375,000	¥343,000
キャンペーン価格	<b>¥239,200</b>	<b>¥452,800</b>	<b>¥272,000</b>	<b>¥304,000</b>	<b>¥300,000</b>	<b>¥274,400</b>
出荷時 JCSS 校正証明書	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000
読取限度 (g)	0.01	0.01/0.02/0.05	0.01/0.02/0.05	0.1	0.1	0.1
ひょう量 (g)	1,200	3,500/7,500/14,200	1,500/3,000/6,200	12,200	8,200	5,200

キュービス・モジュラータイプ台はかり

台はかり

読取限度：0.1 g～1 g

ひょう量皿：400 x 300 mm



表示部は取り外し可能

製品コード	MSA70201S -000-DO	MSA36201S -000-DO	MSA20201S -000-DO	MSA36201P -000-DO	MSA70200S -000-DO	MSA36200S -000-DO
通常価格	¥920,000	¥842,000	¥762,000	¥630,000	¥772,000	¥652,000
キャンペーン価格	<b>¥736,000</b>	<b>¥673,600</b>	<b>¥609,600</b>	<b>¥504,000</b>	<b>¥617,600</b>	<b>¥521,600</b>
製品コード	MSU70201S -000-DO	MSU36201S -000-DO	MSU20201S -000-DO	MSU36201P -000-DO	MSU70200S -000-DO	MSU36200S -000-DO
通常価格	¥892,000	¥814,000	¥734,000	¥602,000	¥744,000	¥624,000
キャンペーン価格	<b>¥713,600</b>	<b>¥651,200</b>	<b>¥587,200</b>	<b>¥481,600</b>	<b>¥595,200</b>	<b>¥499,200</b>
製品コード	MSE70201S -000-DO	MSE36201S -000-DO	MSE20201S -000-DO	MSE36201P -000-DO	MSE70200S -000-DO	MSE36200S -000-DO
通常価格	¥748,000	¥670,000	¥590,000	¥458,000	¥600,000	¥480,000
キャンペーン価格	<b>¥598,400</b>	<b>¥536,000</b>	<b>¥472,000</b>	<b>¥366,400</b>	<b>¥480,000</b>	<b>¥384,000</b>
出荷時 JCSS 校正証明書	¥47,000	¥47,000	¥47,000	¥47,000	¥47,000	¥47,000
読取限度 (g)	0.1	0.1	0.1	0.1/1	1	1
ひょう量 (g)	70,200	36,200	20,200	10,200/36,200	70,200	36,200

キャンペーン期間：2018年10月9日～2018年12月28日まで

## ザルトリウス・ジャパン株式会社

〒140-0001

東京都品川区北品川1-8-11 Daiwa品川Northビル 4階

TEL : 03-3740-5408

FAX : 03-3740-5406

Email : hp.info@sartorius.com

<http://www.sartorius.co.jp/>

### ■ お問い合わせ先

各営業所、技術サービスセンター、市ヶ谷オフィスまでご連絡ください。

#### > 営業所

##### ■ 東京

〒140-0001

東京都品川区北品川1-8-11

TEL : 03-3740-5408

FAX : 03-3740-5406

##### ■ 大阪

〒532-0003

大阪府大阪市淀川区宮原4-3-39

TEL : 06-6396-6682

FAX : 06-6396-6686

##### ■ 名古屋

〒461-0002

愛知県名古屋市東区代官町35-16

TEL : 052-932-5460

FAX : 052-932-5461

#### > 技術サービスセンター (修理・点検)

##### ■ 東京

〒162-0842

東京都新宿区市谷砂土原町1-2-34

TEL : 03-5228-0323

FAX : 03-5228-0324

##### ■ 大阪

〒532-0003

大阪府大阪市淀川区宮原4-3-39

TEL : 06-6396-6682

FAX : 06-6396-6686

#### > JCSS校正サービス

##### ■ 市ヶ谷オフィス

###### JCSS 校正室

〒162-0842

東京都新宿区市谷砂土原町1-2-34

TEL : 03-5228-0321

FAX : 03-5228-0322

#### ■ お求めは、技術とサービスを誇る当社へ

- ・掲載されている価格は2018年10月現在の希望小売価格です(表示価格には消費税は含まれておりません)。
- ・希望小売価格は単なる参考価格であり、弊社販売代理店が自主的に設定される販売価格を何ら拘束するものではありません。
- ・掲載されている内容は予告なく変更される場合がありますのであらかじめご了承ください。
- ・お問い合わせに際してお客さまよりいただいた情報は、お客さまへの回答、弊社サービスの向上、弊社からのご連絡のために利用させていただく場合があります。
- ・本カタログ内容を、弊社の承諾なしに複写・複製することは禁じられています。